



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Analizator parametrów krytycznych ABL800 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji duńskiej,
- Moduł FLEXQ automatycznie identyfikuje, miesza i dokonuje automatycznie pomiaru trzech próbek jednocześnie, dzięki czemu automatyczna identyfikacja i mieszanie zmniejsza ryzyko popełnianych błędów przez użytkownika,
- Pomiar pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺, CL⁻, glukozy, mleczanów, nbili, tHb, FO₂Hb, FCOHb, FHHb, FMetHb,
- Czas uzyskania pierwszego wyniku 1,33 min,
- Moduły odczynnikowe,
- Wyświetlacz dotykowy,
- Drukarka wewnętrzna,
- Wbudowany sekwencyjny system video,
- Automatyczne rozpoznawanie medium próbki,
- Automatyczna kalibracja,
- Możliwość współpracy z laboratoryjnym systemem informatycznym,
- Czytnik kodów paskowych,
- System operacyjny Windows XP,
- Automatyczne przetwarzanie wyniku, zlecenie badania i transmisja danych do systemu LIS,
- Automatyczny zapis danych i dostosowany do potrzeb użytkownika,
- Tworzenie kopii zapasowych,
- Napęd CD-ROM do odczytu/zapisu,
- Port USB,
- Gabaryty: 55 x 53 x 70 (cm),
- Waga 35kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 6 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

