



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Analizator diabetologiczny Care Diagnostica EcoMatic (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej (2013r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 30 VA,
- Analizator służy do oznaczania stężenia glukozy lub mleczanów w pełnej krwi,
- Metoda pomiaru: enzymatyczna-amperometryczna,
- Krótki czas pomiaru i wydajność aparatu do 130 testów na godzinę zapewniają szybkie uzyskanie wyników,
- Dotykowy, kolorowy ekran LCD,
- Wbudowana drukarka termiczna,
- Detekcja próbki: automatyczna,
- Pojemność talerza: 50 próbek, 1 pozycja „cito”, 1 standard, 3 kontrole,
- Kalibracje: startowa, cykliczna, okresowa,
- Wbudowane złącza: RS232, USB,
- Wybór jednostek: mg/dl lub mmol/l,
- Pamięć: do 1000 wyników (z datą i godziną badania),
- Oprogramowanie: w języku polskim, angielskim lub niemieckim,
- Objętość próbki: 20 mikrolitrów (krew pełna, osocze, surowica),
- Pobór próbki: kapilara „end-to-end” + probówka 1,5/2,0 ml, z odczynnikiem,
- Zakres pomiaru: Glukoza 9 - 900 mg/dl,
- Precyzja: < 3 % (przy 12 mmol/litr); błąd systematyczny <= 2,5%,
- Waga: 6 kg,
- Gabaryty: 40 x 43 x 24,5 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania: Raty, Leasing, Pożyczka.

