



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kardiotokograf BFM-10 TWIN (Produkt nowy)

- Nowy,
- Polskiej produkcji,
- **Zalety i cechy produktu:**
 - Monitorowanie pojedynczej i bliźniaczej ciąży (opcja),
 - Wysoka czułość,
 - Nowe, wodoszczelne głowice,
 - System alarmowania ustawiany przez użytkownika,
 - Regulacja wzmocnienia głowicy TOCO (TOCO GAIN),
 - Wydruki na drukarce termicznej, na papierze 110 mm,
 - Wydruki z nadrukiem daty, czasu i parametrów zapisu,
 - Możliwość zmiany skali wydruku,
 - Rodzaje zapisów:
 - Wspólny i równoległy,
 - Zapisy towarzyszące:
 - Rodzaj zapisu i przypadki monitorowania jednego serca przez dwie głowice (koincydencja),
 - **Drukarka termiczna:**
 - Rolka papieru: 110 mm,
 - Prędkość zapisu: 1cm/min , 2cm/min,
 - Nagłówek do zapisu:
 - danych pacjentki,
 - data,
 - czas,
 - prędkość zapisu,
 - tryb druku.
 - **Ustawiane parametry:**
 - Dolna i górna granica alarmowania częstości akcji serca,
 - Głośność alarmu dźwiękowego,
 - Prędkość zapisu,
 - Czas rejestracji,
 - Tryb druku (zmiana skali),
 - Rejestracja bez zapisu skurczów,
 - Rodzaj zapisu bliźniaków (TWIN),
 - Zakres rejestracji częstości akcji serca w trybie równoległym (TWIN),
 - Data, czas, język,
 - **Akcesoria:**
 - Głowica B9P2MHz,
 - Głowica B9P1MHz (TWIN),
 - Głowica TOCO,
 - Znacznik ruchów,
 - Rolka papieru drukarki,
 - 2x pas (3x pas, TWIN),
 - Żel,
 - USG,
 - **Właściwości:**
 - Moduł ARC do kontroli sygnałów z serca,
 - Automatyczne zerowanie linii odniesienia zapisu skurczów,
 - Uchwyty głowic,
 - Tani, typowy papier do drukarek termicznych,
- **Dane techniczne:**
 - Rozmiar częstości akcji serca FHR, 50-210 bpm,
 - Zasilanie sieciowe 230V/50Hz, 0.1A, II klasa izolacji,
 - Monitorowanie akcji serca:
 - Głowica ultradźwiękowa: B9P2MHz – 9-elementowa o czułości od 14 tygodnia,
 - Zakres pomiarowy: 50-210 bpm,
 - Monitorowanie skurczów:
 - Zakres pomiarowy: 0-100%,
 - Monitorowanie bliźniaków:
 - Głowica ultradźwiękowa:
 - B9P1MHz – 9-elementowa,
 - Rozmiary głównej jednostki 260x200x100 mm,
 - Waga 2 kg,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny.
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka

