



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Kompresor i Ssak EKOM DUO (ze skrzynką) (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji słowackiej,
- Kompresor DK50 PLUS + Ssak,
- **Dane techniczne:**
  - Częstotliwość: 230V/ 50 (60) Hz
  - Ilość zestawów dentystycznych: 1
  - Napięcie sterujące: 24/0,1 V/A DC/AC
  - Wydajność kompresora (ciśnienie robocze 5-7bar):
    - 75 l.min- 1/ 5 bar (50Hz)
    - 85 l.min- 1/ 5 bar (60Hz)
  - Pojemność zbiornika: 25l.
  - Tryb eksploatacji: S1-100%
  - Do zasilania: dla jednego unitu stomatologicznego,
  - Bezolejowy,
  - Głośność:
    - $\leq 47$  dB [A] (50Hz)
    - $\leq 50$  dB [A] (60Hz)
  - Wymiary (sz x g x w): 560x684x1251 mm
  - Masa: 114kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka

