



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Video-gastroskop Olympus GIF-2T160 (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany, rok produkcji,
- Produkcji japońskiej,
- Kanał o średnicy 3,7 mm do ssania
- Kanał o średnicy 2,8 mm do akcesoriów Endo-Therapy,
- Konstrukcja endoskopu umożliwia wykorzystanie obu kanałów do akcesoriów Endo-Therapy,
- 12,6 mm Średnica zewnętrzna sondy.
- 120° pole widzenia.
- Posiada pomocniczy otwór do wody w celu zapewnienia w sposób ciągły widoczność
- Kompatybilny z CV-180, CV-160, CV-140 i procesorem wideo CV-100
- Średnica: 12.6mm
- Długość robocza: 103 cm
- Kątowanie (210 ° w górę, w dół i 90° 100° prawo / lewo)
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

## **ZDJĘCIA I OPIS POGŁĄDOWY**

