



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67
E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006
kw@praiston.pl



Zestaw do prób wysiłkowych BTL (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
 - Produkcji UK,
 - **W skład zestawu wchodzi:**
 - Aparat EKG BTL-08 MT Plus;
 - Używany, stan techniczny bardzo dobry,
 - Produkcji UK (12.2011r.),
 - Zasilanie: 230 V,
 - Częstotliwość: 50/60 Hz,
 - 3, 6, 12-kanalowe EKG do wydruku i zapisu z 12 odprowadzeń,
 - Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej: 5.7" (118 x 89 mm),
 - Rozdzielczość ekranu: 320 x 240,
 - Klawiatura alfanumeryczna, funkcyjna i przyciski na ekranie dotykowym,
 - Kontrola kontaktu każdej elektrody,
 - Wyposażony w drukarkę termiczną,
 - Szerokość papieru: 112 mm,
 - Bezpośredni wydruk ze zwykłej drukarki (przez port USB, niezależnie od PC, wydruk na papierze biurowym A4),
 - Czułość: 2.5, 5, 10, 20 mm/mV,
 - Prędkość wydruku: 5, 10, 25, 50 mm/s,
 - Filtr zakłóceń sieciowych: 50/60 Hz,
 - Filtr zakłóceń mięśniowych: 25, 35 Hz,
 - Filtr izolacji: 0.05 (3.2s), 0.11 (1.5s), 0.25 (0.6s), 0.50 (0.3s), 1.50 (0.1s), splines,
 - Filtry automatyczne: autoadaptacyjne,
 - Ilość drukowanych odprowadzeń: 3, 4, 6, 12, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2+1, 6x2+2,
 - Do 120 badań w pamięci aparatu (10 sek.),
 - Nieograniczona liczba profili,
 - Tryb ręczny, automatyczny i LONG,
 - Zapis w czasie rzeczywistym i synchro w trybie automatycznym,
 - Wsteczne zapisywanie EKG,
 - Zabezpieczenie przed defibrylacją,
 - Detekcja kardiostymulatorów,
 - Wbudowany akumulator,
 - **Parametry techniczne:**
 - Częstotliwość wzorcowa: 0,05 - 150 Hz,
 - Rozdzielczość cyfrowa: 3,9 µV,
 - Przetwarzanie analogowo cyfrowe A / D: 13 bitów,
 - Częstotliwość próbkowania: EKG 2000 Hz,
 - Zakres dynamiki: 15,9 mV,
 - Polaryzacja napięcia: ± 400 mV,
 - Max. zgodność napięcia: ± 5 V,
 - Impedancja wejściowa: > 20 MOhm,
 - Wydajność akumulatora: 3 - 4 godzin ciągłego zapisu, 15 minut ciągłego wydruku,
 - Czas ładowania: maksymalnie 10 godzin (w przypadku całkowitego wyładowania),
 - **W zestawie:**
 - Dwa kable EKG 10-odprowadzeniowe,
 - Elektrody klipsowe kończynowe: 4 sztuki,
 - Elektrody piersiowe: 6 sztuk,
 - Kabel połączeniowy: konwersja RS232 - USB,
 - Przewód przedłużający USB,
 - Przewód zasilający,
 - Instrukcja obsługi w języku polskim,
 - Wymiary: 33 x 26,5 x 8 cm,
 - Waga: 3,2 kg,
 - Bieżnia BTL Model Treadmill;
 - Używany, stan techniczny bardzo dobry,
 - Produkcji UK (2014r.),
 - Zasilanie: 230 V,
 - Częstotliwość: 50/60 Hz,
 - Moc: 1,5 KVA,
 - Sterowana komputerowo poprzez port RS232,
 - Trwała konstrukcja z poręczami,
 - Dwa przyciski natychmiastowego wyłączenia,
 - System wyrównywania pasów,
 - Niska wysokość stopnia,
 - Bardzo cicha praca,
 - System absorbujący wstrząsy,
 - Specjalny pas do biegania o grubości 3 mm,
 - Zakres prędkości: 0 - 20 km/h,
 - Krok prędkości: 0,1 km/h,
 - Zakres nachylenia: 0 - 25 %,
 - Krok nachylenia: 0,5 %,
 - Maksymalny ciężar pacjenta: 200 kg,
 - **W zestawie:**
 - Klucz do prób wysiłkowych BTL-08 E300 M,
 - Przewód połączeniowy,
 - Przewód zasilający,
 - Powierzchnia użytkowa: 50 x 150 cm,
 - Wymiary: 205 x 80 x 112 cm,
 - Waga: 163 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka

