



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Fotel ginekologiczny SELENE M (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Posiada stabilną stalową konstrukcję, oraz stałą wysokość,
- W podstawie obudowanej tworzywem ABS znajduje się składany stopień metalowy ułatwiający wejście i zejście z fotela,
- Oparcie fotela oraz siedzisko są regulowane za pomocą sprężyn gazowych,
- W standardzie fotel wyposażony jest w komplet podkolanników regulowanych we wszystkich płaszczyznach, miskę ze stali nierdzewnej oraz komplet euroszyn montowany po bokach siedziska,
- Istnieje nieodpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze, z wyjątkiem kolorów „Presitige” które są dostępne za dopłatą,
- **Za dodatkową opłatą:**
  - Wieszak na papier,
  - Demontowany podnóżek,
  - Uchwyty rąk (podłokietniki),
  - Wieszak na kroplówkę,
  - Podpórka na iniekcji,
- **Parametry techniczne:**
  - Długość bez podnóżka 139 cm, z podnóżkiem 190 cm,
  - Szerokość 65 cm,
  - Wysokość 85 cm,
  - Pozycja Trendelenburga 0° - 20°,
  - Pozycja Anty Trendelenburga -15° - 0°,
  - Kąt regulacji oparcia 0° - 75°,
  - Wysokość stopnia 25 cm,
  - Masa własna 70 kg,
  - Maksymalne obciążenie 160 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja na konstrukcję 24 miesiące,
- Gwarancja na akcesoria hydrauliczne 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka.

