



Podpora iniecyjna PRAISTECH SO14 (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji polskiej,
- Przeznaczona do foteli lub stołów diagnostyczno-zabiegowych,
- Manualna regulacja w wielu płaszczyznach,
- W zestawie uchwyt do montażu na euro szynę,
- Wymiary: 150 x 480 x 57 mm,
- Kat SO14,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

