



Aparat do elektroterapii Physioled ELECTRA - 2 kanałowy (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji włoskiej,
- Aparat Electra to 2-kanałowy aparat do elektroterapii,
- **Zalety aparatu Elektra:**
 - Aparat Electra dostarcza różnego rodzaju prądy odpowiednie do większości terapii bolesnych zespołów lub kłopotów z krążeniem oraz do ożywienia lub przerostu leczenia poprzez gimnastykę bierną i rehabilitację odnerwionych mięśni,
 - Szeroki zakres wstępnie ustawionych protokołów,
 - Dostosowane programy,
 - Planowanie sekwencji leczenia, fazuje każdy dozwolony kanał,
 - Całkowicie niezależne kanały,
 - Kontrola bezpieczeństwa za pomocą dezaktywacji prądu wyjściowego w razie przypadkowego oderwania elektrod,
- **Dostępne prądy w aparacie:**
 - **Prąd diadynamiczny** zapewnia skuteczność leczenia bolesnych stanów zapalnych mięśni, stawów, nerwów obwodowych oraz, w medycynie sportowej, szybkiego usuwania urazów i krwiaków,
 - **Prąd Faradyczny**, który umożliwia stymulację mięśni przywróconych do normy podczas każdego zabiegu,
 - **Prąd pulsacyjny**, który dzięki stałemu przyrostowi natężenia względem czasu, może być wykorzystywany do stymulacji częściowo unerwionych lub zdenerwowanych mięśni,
 - **Prąd stały**, który może być dostarczany pojedynczo lub mieszany z prądem diadynamicznym, faradycznym i impulsowym, sprawia, że elektrody są przydatne do galwanizacji, kąpeli galwanicznej i jonoforetycznego podawania leków,
 - **Prąd bipolarny** pozwala na zastosowanie w celu ożywienia i rehabilitacji stymulacji mięśni. Symetryczna dwubiegunowość fal stymulujących poprawia akceptację sensoryczną stymulacji, ze względu na miękką percepcję dostarczanych prądów, unikając innych wad elektrolitycznego działania stymulacji monopolarnej.
 - **Prądy interferencyjne** zapewniają przeniesienie prądu przeciwbólowego o niskiej częstotliwości lub stymulującego ruch silnika do głębokich poziomów tkanek, chociaż wspomagają wyższe częstotliwości, które zmniejszają impedancję skórną, co w konsekwencji zmniejsza problemy z podrażnieniem naskórka,
- **Dane techniczne:**
 - Maksymalny prąd wyjściowy: 30 mA,
 - Maksymalny prąd impulsu wyjściowego: 70 mA,
 - Maksymalne napięcie wyjściowe 100 V,
 - Elektryczna moc wejściowa: 60 VA Electra 2
 - Zasilanie: 90-240 V/50-60 Hz
 - Wymiary:
 - Szer. 315mm,
 - Dł. 390 mm,
 - Wys. 170 mm,
 - Waga: 4 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

