



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat do masażu uciskowego Physioled PRESSA (Produkt nowy)

- Nowy
- Produkcji włoskiej,
- Pressa to nowoczesny i niezawodny system kompresyjny nowej generacji. Sprzęt przeznaczony jest do zabiegów fizjoterapeutycznych, w których pożądany jest mechaniczny masaż ciśnieniowy w celu mechanicznego drenażu limfatycznego,
- Dokładność pomiaru Pressa, wielofunkcyjność systemu planowania i działanie specjalnych akcesoriów fizjologicznych, z nakładającymi się sektorami, pozwalają na odblokowanie węzłów chłonnych przed wykonaniem masażu ciśnieniowego,
- Urządzenie zaprojektowano i wykonano przy użyciu najnowszej technologii elektronicznej która obsługuje do 8 sektorów,
- Urządzenia Pressa używają systemu automatycznego rozpoznawania podłączonego akcesorium, co pozwala uniknąć niepożądanych błędów w wyborze protokołu lub programu. Pressa pozwala ustawić różne ciśnienie robocze dla każdego sektora,
- **Zalety aparatu do masażu uciskowego Physioled PRESSA:**
 - Przechowywane protokoły terapeutyczne dla każdego podłączanego wyposażenia,
 - Planowanie sekwencji faz leczenia,
 - Bardzo cicha praca kompresora,
 - Automatyczne spuszczenie powietrza na końcu zabiegu,
 - Szybkie połączenie akcesoriów,
- **Dane techniczne:**
 - 7-calowy ekran dotykowy,
 - Maksymalne ciśnienie wyjściowe 250 mmHg,
 - Zakres ciśnienia w sektorze 30-90 mmHg,
 - Liczba sektorów 8,
 - Zasilanie: 115 - 230 V
 - Elektryczna moc wejściowa 70 VA,
 - Tryb leczenia: Czas lub Cykle,
 - Wymiary:
 - Szer. 315mm,
 - Dł. 390 mm,
 - Wys. 170 mm,
 - Waga 6 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

