



Aparat do Laseroterapii Physioled LAMBDA Exadiodic (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji włoskiej,
- LAMBDA Exadiodic jest sprzętem do terapii laserowej,
- Lambda to programowalna jednostka sterująca IR LASER odpowiednia do regeneracyjnych zabiegów biostymulujących i przeciwbólowych,
- Możliwe jest podłączenie do opcjonalnych końcówek przetwornika lambda. Przetworniki mogą mieć różne wymiary i moc promieniowania. Pozwala to operatorowi na użycie najlepszej rękojeści odpowiednio do wybranego zabiegu,
- Lambda ma system kontroli bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza emisję LASERA w przypadku pominięcia lub nieprawidłowego ustawienia emitującej rękojeści,
- **Aparat do Laseroterapii Physioled LAMBDA Exadiodic posiada w zestawie głowicę laserową 180W (6x30W)**
- **Zalety Physioled LAMBDA Exadiodic:**
 - Szeroki zakres wstępnie ustawionych protokołów,
 - Dostosowane programy,
 - Zapewnione niezależne zarządzanie 2 różnymi instrumentami,
 - Głowica i sześć emiterów LASEROWYCH,
 - Automatyczne skanowanie o określonej częstotliwości,
 - Wizualizacja dostarczonej energii (Joule),
 - Sygnał ostrzegawczy na głowicy - świeci się podczas dostarczania energii,
 - Automatyczne rozpoznawanie podłączonego akcesorium,
- **Dane techniczne:**
 - Częstotliwość wyjściowa: 0,5-10.000 Hz,
 - Długość fali głowicy: 905 nm,
 - Długość impulsu wyjściowego: 100 nsec,
 - Zasilanie: 90-240 V / 50-60 Hz,
 - Elektryczna moc wejściowa (VA): 20 VA (lambda)
 - Wymiary:
 - Szer. 315mm,
 - Dł. 390 mm,
 - Wys. 170 mm,
 - Waga 3,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

