



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat do Laseroterapii Physioled LAMBDA 2 (Monodiiodic + Exadiiodic) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji włoskiej,
- LAMBDA 2 jest sprzętem do terapii laserowej,
- Lambda to programowalna jednostka sterująca IR LASER odpowiednia do regeneracyjnych zabiegów biostymulujących i przeciwbólowych,
- Możliwe jest podłączenie do opcjonalnych końcówek przetwornika lambda. Przetworniki mogą mieć różne wymiary i moc promieniowania. Pozwala to operatorowi na użycie najlepszej rękojeści odpowiednio do wybranego zabiegu,
- Lambda ma system kontroli bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza emisję LASERA w przypadku pominięcia lub nieprawidłowego ustawienia emitującej rękojeści,
- **Aparat do Laseroterapii Physioled LAMBDA 2 posiada w zestawie 2 głowice laserowe 30W i 180W (6x30W)**
- **Zalety Physioled LAMBDA 2:**
 - Szeroki zakres wstępnie ustawionych protokołów,
 - Dostosowane programy,
 - Zapewnione niezależne zarządzanie 2 różnymi instrumentami,
 - Głowica i sześć emiterów LASEROWYCH,
 - Automatyczne skanowanie o określonej częstotliwości,
 - Wizualizacja dostarczonej energii (Joule),
 - Sygnał ostrzegawczy na głowicy - świeci się podczas dostarczania energii,
 - Automatyczne rozpoznawanie podłączonego akcesorium,
- **Dane techniczne:**
 - Częstotliwość wyjściowa: 0,5-10.000 Hz,
 - Długość fali głowicy: 905 nm,
 - Długość impulsu wyjściowego: 100 nsec,
 - Zasilanie: 90-240 V / 50-60 Hz,
 - Elektryczna moc wejściowa (VA): 25 VA (lambda2),
 - Wymiary:
 - Szer. 315mm,
 - Dł. 390 mm,
 - Wys. 170 mm,
 - Waga 3,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

