



Aparat do Laseroterapii Physioled LAMBDA Yag (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji włoskiej,
- Lambda Yag to sprzęt do terapii laserowej, który pozwala na głęboką pracę z różnymi typami patologii. Zastosowana długość fali 1064 nm, z odpowiednim poziomem mocy emisyjnej, pozwala na dobrą dyfuzję i absorpcję w ludzkich tkankach, łącząc działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i biostymulacyjne.
- Lambda Yag pozwala na pracę w dwóch trybach: ciągłym i pulsacyjnym. Tryb emisji ciągłej nadaje się do patologii, które wymagają głębokiego leczenia. Jest w stanie aktywować procesy biostymulacji komórkowej i proces regeneracji tkanek, skracając czas regeneracji,
- Tryb emisji pulsacyjnej nadaje się do patologii z ostrą fazą, w celu przeprowadzenia zabiegów przeciwzapalnych lub o niskim działaniu termicznym. Tryb emisji pulsacyjnej nadaje się również do szybkiej regeneracji tkanek i utrzymania równowagi komórkowej. Pozwala to na kontrolowane rozszerzenie naczyń i lepsze odzyskiwanie procesu zapalnego.

• Zalety Physioled LAMBDA Yag:

- 7-calowy ekran dotykowy,
- Intuicyjny interfejs ikon,
- Sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą jednego pokrętki,
- Koder uniwersalny, klawisze lub ekran dotykowy,
- Możliwe aktualizacje oprogramowania za pomocą portu USB,
- Szeroki zakres wstępnie ustawionych protokołów,
- Dostosowane programy,
- Oprogramowanie w 6 językach

• Dane techniczne:

- Długość fali głowicy: 1064 nm,
- Moc lasera: do 10 W.
- Emisja: Ciągła, pulsacyjna,
- Przewodnik świetlny: 650 nm,
- Zasilanie: 90-240 V / 50-60 Hz
- Absorpcja: 100 VA,
- Klasa lasera zgodnie z EN 60825: 4,
- Wymiary:
 - Szer. 315mm,
 - Dł. 390 mm,
 - Wys. 170 mm,
- Waga 3,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

