



Aparat do Magnetoterapii Physioled TESLA Plates+Cylinder (Produkt nowy)

- Nowy
- Produkcji włoskiej,
- Tesla jest magnetoterapeutyczną jednostką ELF przeznaczoną do profesjonalnych zastosowań,
- Tesla wytwarza pole magnetyczne (ELF) charakteryzujące się: niską częstotliwością, znikomym polem elektrycznym, niską mocą promieniowania, znikomymi efektami termicznymi, wysoką penetracją tkanek,
- Tesla 2 może jednocześnie łączyć kilka prostych przetworników lub dwa cylindryczne przetworniki. Wyjścia można aktywować jednocześnie lub jednorazowo.
- **Zalety aparatu Physioled Tesla Plates + Cylinder:**
 - Aparat ma graficzny ekran dotykowy, który umożliwia interaktywne sterowanie urządzeniem,
 - Szeroki zakres wstępnie ustawionych protokołów,
 - Dostosowane programy,
 - Automatyczne rozpoznawanie podłączonego akcesorium,
 - Planowanie sekwencji faz,
 - Możliwość aktualizacji urządzenia przez port USB,
- **Dane techniczne:**
 - Częstotliwość wyjściowa: 2 - 100 Hz,
 - Maksymalny poziom wyjściowy: 100 / 10 Gauss/mT,
 - Zasilanie: 90-240 V / 50-60 Hz,
 - Elektryczna moc wyjściowa: 70 VA,
 - Wymiary:
 - Szer. 315mm,
 - Dł. 390 mm,
 - Wys. 170 mm,
 - Waga 5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

