



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat do Magnetoterapii Physioled TESLA Pulse (Produkt nowy)

- Nowy
- Produkcji włoskiej,
- Physioled Tesla Pulse to urządzenie przeznaczone do profesjonalnych zastosowań w leczeniu patologii kostno-stawowych,
- Aparat Tesla Pulse może sterować parą płaskich przetworników (opcjonalnie) i nowym uchwytem pulsującego pola magnetycznego. Wyjścia można aktywować indywidualnie,
- Impuls Tesli w trybie PULSE poprzez wymienną okrągłą głowicę rękojeści emituje pulsujące pole magnetyczne charakteryzujące się:
 - Niską częstotliwością,
 - Pomijalnym polem elektrycznym,
 - Wysokim polem pulsacji magnetycznej,
 - Nieznacznymi efektami termicznymi,
 - Wysoką penetracją w tkanki, to szczególne pole prowadzi do nieinwazyjnych i niebolesnych zastosowań, sprzyjając drenowaniu i normalizacji komórkowej poprzez biostymulację tkanki i komórki w leczeniu ważnych traumatycznych patologii z obrzękami, formami zapalnymi takimi jak artroza szyjna, rwa kulszowa, zapalenie ścięgna, uraz sportowy itp.
- **Zalety aparatu Physioled Tesla Pulse:**
 - Aparat ma graficzny ekran dotykowy, który umożliwia interaktywne sterowanie urządzeniem,
 - Intuicyjny interfejs ikon,
 - Sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą jednego pokręćła,
 - Koder uniwersalny, klawisze lub ekran dotykowy,
 - Szeroki zakres wstępnie ustawionych protokołów,
 - Dostosowane programy,
 - Możliwość aktualizacji urządzenia przez port USB,
 - Oprogramowanie w sześciu językach,
- **Dane techniczne:**
 - Częstotliwość wyjściowa 0,5 - 5 Hz,
 - Maksymalny poziom wyjściowy 10 kGauss (1T)
 - Zasilanie: 90-240 V / 50-60 Hz,
 - Elektryczna moc wyjściowa: 120 VA,
 - Wymiary:
 - Szer. 315mm,
 - Dł. 390 mm,
 - Wys. 170 mm,
 - Waga 5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

