



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Urządzenie do modelowania sylwetki ALLIANCE LAB MEDICAL CELLU M6 (Rekondycjonowany (używany))

- Używane, stan techniczny idealny,
- Produkcji francuskiej (2018r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 830 W,
- **Endermologia Alliance LPG** to rewolucyjna technologia, która odmienia sposób, w jaki dbamy o nasze ciało. Dzięki patentowi endermologie Alliance, już po zaledwie trzech zabiegach, można zauważyć znaczące efekty. Ta innowacyjna metoda umożliwia intensywną i szybką stymulację tkanek, zapewniając jednocześnie niezrównany komfort podczas zabiegu,
- **Zaawansowana technologia oddziałuje na ciało w trzech wymiarach, oferując kompleksową pielęgnację:**
 - Redukcja tkanki tłuszczowej - endermologia Alliance skutecznie redukuje miejscowo zlokalizowaną i oporną tkankę tłuszczową, umożliwiając modelowanie sylwetki bez konieczności sięgania po drastyczne metody,
 - Wygładzanie cellulitu - walka z cellulitem często bywa wyzwaniem, ale dzięki endermologie Alliance staje się to znacznie łatwiejsze. Ta zaawansowana technologia pomaga wygładzić skórę, redukując widoczność cellulitu i pozostawiając ją gładką i jędrną,
 - Ujędrnianie skóry - endermologia Alliance nie tylko redukuje tkankę tłuszczową i cellulit, ale także stymuluje produkcję naturalnego kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego. Dzięki temu skóra staje się bardziej elastyczna, jędrna i młodzieńczo wyglądająca,
- **Zastosowanie:**
 - Zmniejszenie wtórnego obrzęku limfatycznego ramienia po mastektomii,
 - Poprawa wtórnego obrzęku limfatycznego,
 - Poprawa krążenia limfatycznego w leczonym obszarze,
 - Złagodzenie drobnych bólów mięśniowych,
 - Złagodzenie skurczów mięśni,
 - Tymczasowa poprawa miejscowego krążenia krwi,
 - Tymczasowe złagodzenie niewielkiego bólu mięśni związanego z opóźnioną bolesnością mięśniową,
 - Poprawa krążenia miejscowego podczas rehabilitacji oparzeń,
 - Ograniczenie widoczności cellulitu i zmniejszenie obwodu obszarów poddanych zabiegowi,
 - Tymczasowa poprawa krążenia limfatycznego i lokalnego krążenia krwi w celu poprawy troficzności skóry w leczonych obszarach,
 - Poprawa jakości skóry, blizn, zwiłknięć,
 - Poprawa starzenia się skóry (zmarszczki, drobne linie, zwiotczenie skóry, przenikanie tłuszczu, jędrność, elastyczność, cera, worki pod oczami),
 - Stymulacja fibroblastów (synteza kolagenu, elastyny, kwasu hialuronowego),
- **Moc promieniowania:**
 - Kanał b: 12.46 dBm,
 - Kanał g: 9.33 dBm,
 - Kanał n: 9.48 dBm,
 - Niskonapięciowe 3.25 dBm,
- **W zestawie 4 głowice:**
 - Alliance 50 - intensywna i precyzyjna stymulacja dostosowana do każdego rodzaju skóry, do mniejszych obszarów,
 - Alliance 80 - dopasowuje się do każdego rodzaju tkanki, optymalizuje intensywność terapii, do większych obszarów,
 - Motorized TR30 - do małych i trudno dostępnych obszarów zabiegowych,
 - Ergolift - moduł do twarzy i zmian typu małe blizny, dynamicznie stymuluje komórki skóry,
- W zestawie łóżko zabiegowe,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



