



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Aparat USG SIEMENS ACUSON X300 (Rekondycjonowany (używany))**

- Używane, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji amerykańskiej (2010r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- System **ACUSON X300** jest przenośnym systemem obrazowania przeznaczonym do diagnostyki ultrasonograficznej. W systemie zastosowano zaawansowaną technologię przetwarzania obrazu,
- Aparat może być używany w następujących badaniach: jamy brzusznej, położniczych, ginekologicznych, pochwy, urologicznych, małych organów (piersi, jąder tarczycy), mięśniowo szkieletowych, ortopedycznych, kardiologicznych, badań naczyniowych,
- Niewielkie rozmiary oraz mobilność systemu umożliwiają dostęp do badanych obiektów w warunkach ograniczonego miejsca,
- **Tryby obrazowania:**
  - Tryb 2D w trybie podwójnym i podzielonym z obrazowaniem podstawowym i harmonicznym THI,
  - Tryb M,
  - Tryb kolorowy Dopplera,
  - Tryb mocy Dopplera,
  - Doppler PW (tryb impulsowy Dopplera),
- **Wyposażony w:**
  - Wyświetlacz z płaskim ekranem,
  - Dwa aktywne porty przetwornika i jeden port spoczynkowy,
  - Funkcja DICOM, możliwość podłączenia do sieci,
  - Głowica Convex - CH5-2,
  - Głowica liniowa - VF10-5,
  - Głowica endowaginalna - EV9-4,
  - Podświetlany panel sterowania,
  - Drukarka termiczna SONY Model UP-D897,
  - Port USB - umożliwiający podłączenie zewnętrznej drukarki,
  - Porty RS-232C - do przesyłania danych do komputera osobistego,
  - Wyjście RGB, VGA,
  - Wejście/Wyjście S-VHS, Wejście Y/C,
  - Wejście/Wyjście VHS (BNC),
  - Wejście /Wyjście audio,
  - Gniazdo zasilania akcesoriów,
  - Czytnik płyt CD-RW/ DVD-RW,
  - Uchwyty na przetworniki i żel,
- Mobilne na kółkach z hamulcami,
- Wymiary: 52 x 86 x 138/154 cm,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

