



Pompa do żywienia dojelitowego SONDOMAT PLUS (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie bateryjne - 4 x AA,
- Szybkość przepływu: 1 - 300 ml/h,
- Krok prędkości przepływu: 1 ml/h,
- Szybkość bolusa: 1 - 500 ml/h,
- Krok bolusa: 1 ml/h,
- Ciśnienie dostarczania: 175 kPa,
- Alarm baterii,
- Wymiary: 8,7 x 16,6 x 4,5 cm,
- Waga: 460 g,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

