



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



EKG PHILIPS PAGE WRITER TRIM I (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V lub poprzez nowy akumulator 12 V / 2.9 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 65 VA,
- Czas do pełnego naładowania akumulatora: około 8 godzin,
- Wbudowany wyświetlacz LCD: dwie linie po 40 znaków,
- Aparat 12-odprowadzeniowy,
- Częstotliwość próbkowania: 4000 próbek na sekundę na każdy kabel,
- Ciągłe wyświetlanie tętna pacjenta,
- **Wybór formatu EKG:**
 - 3x4 (1R),
 - 6x2,
 - 3,
 - 6,
- Wydruk 4-kanałowy w czasie rzeczywistym - papier: 210 mm x 300 mm,
- Wyświetlanie EKG w czasie rzeczywistym,
- Brak możliwości zapisu wyniku w pamięci,
- Wbudowany czytnik kart PCMCIA,
- **Aparat umieszczony na mobilnym wózku PHILIPS:**
 - Cztery koła skrętne, w tym trzy z hamulcami,
 - Wygodne uchwyty do przemieszczania,
 - Schowek na papier lub dokumentację,
 - Wysuwana półka o wymiarach: 25 x 22 cm,
 - Półka z możliwością regulacji wysokości,
 - Uchwyt do przewodu EKG,
- **W zestawie:**
 - Przewód EKG 10-odprowadzeniowy,
 - Elektrody klipsowe kończynowe: 4 sztuki,
 - Elektrody piersiowe: 6 sztuk,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary urządzenia: 30 x 38 x 11 cm,
- Gabaryt ogólny: 41 x 69 x 107 cm,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowe do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

