



Pulsoksymetr SMITHS MEDICAL BCI 3301 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny dobry,
- Produkcji amerykańskiej,
- Zasilanie bateryjne: 3 x R14,
- Trwała i lekka konstrukcja,
- Ergonomicznie zaprojektowany, aby wygodnie dopasować się do dłoni,
- Jasny i czytelny wyświetlacz,
- Ilościowy pasek siły impulsu na ekranie,
- Szybkie, niezawodne pomiary SpO2 i częstości tętna,
- Przechowuje dane dla maksymalnie 99 różnych pacjentów,
- Proste sterowanie włączaniem / wyłączaniem z automatycznym wyłączaniem w celu oszczędzania baterii,
- Przeznaczony dla pacjentów w różnym wieku, od noworodków po osoby dorosłe,
- **W zestawie:**
 - Czujnik klipsowy z kablem przedłużającym,
 - Baterie 3 x R14,
- Wymiary: 8,5 x 17,5 x 4 cm,
- Waga: 0,4 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

