



Pulsoksymetr SCHILLER OXIMETER OX-2 ze stacją dokującą (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A.
- Zasilanie: bateryjne (możliwość wymiany na nową za dodatkową opłatą), oraz poprzez stację dokującą - 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- SCHILLER OX - 2 zapewnia najbardziej precyzyjne i wiarygodne odczyty SpO_2 , także podczas poruszania i w stanach obniżonej perfuzji,
- Pulsoksymetr z odłączalnym panelem/ekranem do transportu pacjenta pozwalającym na 4 godzinną pracę dzięki wbudowanemu akumulatorowi,
- Technologia ekstrakcji sygnału Masimo SET zapewnia doskonałą jakość pomiaru przy ruchach pacjenta i niskiej perfuzji,
- **Zapewnia pomiar SpO_2 oraz tętna:**
 - Zakres pomiaru SpO_2 : od 0% do 100%,
 - Zakres pomiaru pulsu: od 25 bpm (uderzeń na minutę) do 240 bpm,
 - Zakres perfuzji: od 0,02% do 20%,
- Wbudowany wyświetlacz,
- Alarmy akustyczne i wizualne,
- **Możliwość wyboru menu w języku: EN, DE, IT, SL, FR, NL, DA, PT, ES,**
- Regulacja głośności oraz funkcja MUTE,
- Automatyczna kalibracja urządzenia,
- **W zestawie:**
 - Stacja dokująca,
 - Czujnik klipsowy Masimo,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 27,5 x 9 x 19 cm,
- Waga: 1,8 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

