



Pompa infuzyjna (wolumetryczna) B BRAUN INFUSOMAT FM (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V oraz poprzez wbudowany akumulator,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Pobór mocy: 12 VA,
- Standardowy zakres prędkości dostarczania: od 0,1 do 999,9 ml / h,
- Urządzenie obsługiwane jest za pomocą klawiatury membranowej,
- Wyświetlacz LCD (ciekłokrystaliczny) do wyświetlania prędkości dostarczania i obsługi użytkownika,
- Dwie kontrolne diody LED wyświetlają alarmy i działanie pompy infuzyjnej,
- Infusomat® fm może być obsługiwany z oryginalną linią Infusomat® (OIL) i Infusomat® Space Line,
- Menu w języku niemieckim,
- Prosta i intuicyjna obsługa,
- Zacisk przepływu zapobiega „swobodnemu przepływowi”, gdy drzwi pompy są otwarte,
- Detektor powietrza minimalizuje ryzyko infuzji powietrza,
- Alarmy akustyczne i wizualne,
- Wyposażona w uchwyt do przenoszenia,
- W zestawie czujnik przepływu,
- Wymiary: 14 x 19,5 x 24 cm,
- Waga: 3,4 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

