



## Pompa perystaltyczna MCM 404 (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V oraz akumulatorowe,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Pobór mocy: 9 VA,
- Zakres dostawy: 1 - 999 ml/h,
- Podziałka: 1 ml,
- Czasomierz ustawiany do: 99 godzin i 59 minut,
- Dokładność przepływu: +/- 5%,
- Alarm zamknięcia i objętości bolusa,
- W zestawie detektor kropli (przepływu) na spiralnym przewodzie,
- Wymiary: 16 x 22,5 x 22,5 cm,
- Waga: 3,8 kg,
- Instrukcja obsługi w języku niemieckim (PDF),
- Kat 05,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

