



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Diatermia chirurgiczna VALLEYLAB FORCE 300 z argonem (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 850 VA,
- Foliowany panel sterowania,
- Czytelne cyfrowe wyświetlacze,
- Posiada następujące funkcje:
 - Cięcie - 300 W,
 - Koagulacja - 120 W,
 - Bipolar - 70 W,
- **W zestawie diatermia argonowa Force GSU System:**
 - Zasilanie: 230 V,
 - Częstotliwość: 50/60 Hz,
 - Moc: 40 W,
 - Zakres przepływu:
 - Tryb laparoskopowy: 0,5 - 4 l/min,
 - Tryb otwarty: 2 - 16 l/min,
 - Akustyczny i wizualny alarm niskiego ciśnienia,
 - Regulacja przepływu gazu,
 - Diatermia argonowa umieszczona na stoliku z miejscem na dwie butle z argonem (butle w zestawie) oraz dwiema półkami na akcesoria o wymiarach: 44 x 26 cm,
- Na zdjęciu numer 10 widoczna jest zużywalna jednorazowa elektroda neutralna i monopolarna,
- Wymiary diatermii: 40 x 46 x 14 cm,
- Wymiary zestawu: 46 x 78,5 x 100 cm,
- Waga diatermii: 7 kg,
- Waga zestawu: 63 kg,
- Głośność: 65 dB,
- Instrukcja obsługi w języku niemieckim,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

