



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Synoptofofor OCULUS (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Skokowa regulacja natężenia światła,
- Automatyczne sterowanie błysków z pokrętkami do regulacji czasem naświetlania i czasem przerwy między naświetlaniem,
- Manualne sterowanie błysków,
- Przełącznik żarówek - tylko lewa, prawa lub obie,
- Funkcja Haidingera z przełącznikiem przód/tył,
- Regulacja prędkości Haidingera lewa/prawa,
- Manualna regulacja rozstawu źrenic wraz z podziałką,
- Manualna regulacja podbródka pacjenta,
- Szeroki zakres regulacji kąta obrazu,
- Zestaw posiada 9 par slajdów,
- Całość umieszczona na stoliku:
 - Manualna regulacja wysokości w zakresie: 64,5 - 84 cm,
 - Jedna szuflada z przegródkami na slajdy,
 - Wymiary blatu: 103 x 45,5 cm,
- Gabaryt ogólny: 103 x 56,5 x 105,5/125 cm,
- Waga: 42 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

