



Drukarka etykiet MELAPRINT 60 (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Automatyczna drukarka etykiet może połączyć się z siecią komputerową lub bezpośrednio z autoklawem klasy Premium, autoklawami serii Cliniclave lub z oprogramowaniem MELAtrac. Po zakończeniu sterylizacji i potwierdzeniu rezultatu wskaźników na ekranie, ekran autoklawu wyświetla komunikat z zapytaniem, ile wydrukować etykiet,
- W przypadku podłączenia drukarki bezpośrednio do autoklawu klasy Premium, komputer lub specjalne oprogramowanie nie są potrzebne,
- **Etykiety zawierają następujące informacje:**
 - Data sterylizacji,
 - Cykl dnia,
 - Rezultat wskaźników (jak np. MELAcontrol),
 - Numer identyfikacyjny personelu,
- W zestawie:
 - Przewód zasilający,
 - Instrukcja obsługi w języku niemieckim (PDF),
- Wymiary: 14,8 x 20,6 x 15,4 cm,
- Waga: 1,6 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

