



Zestaw do terapii tlenowej 10 L z wózkiem (Rekondycjonowany (używany))

- Pojemność butli: 10 litrów,
- Ciśnienie robocze PW: 200 bar,
- Ciśnienie próbne PH: 300 bar,
- Wyposażona w zawór 3/4",
- Butla jest napełniona tlenem medycznym: 1,6 m³,
- Posiada atest oraz ważną legalizację,
- W zestawie nowy reduktor tlenowy z regulacją przepływu i nawilżaczem (rodzaj reduktora dostępny w zależności od stanu magazynowego) oraz do wyboru:
 - Maski tlenowa dla dorosłych z drenem 2,1 m,
 - Maski tlenowa pediatryczna z drenem 2,1 m,
 - Kaniula nosowa dla dorosłych z drenem 2,1 m,
- W skład zestawu wchodzi wózek do przewożenia butli:
 - Stabilny i wytrzymały,
 - Przeznaczony do przewozu butli o średnicy max. 15 cm,
 - Wykonany ze stali malowanej proszkowo,
 - Gumowa, antypoślizgowa mata na podstawie,
 - Duży, wygodny uchwyt,
 - Dwa kółka o średnicy: 12,5 cm,
- Wymiary butli:
 - Wysokość: 91 cm,
 - Średnica: 14 cm,
- Zdjęcia poglądowe,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

