



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół operacyjny FAMED ŻYWIEC SU-06.0 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Stan tapicerki dobry,
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V lub akumulatorowe,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 300 W,
- 8-segmentowy,
- Przeznaczony do operacji i zabiegów w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, kardiochirurgii, neurochirurgii, urologii, ginekologii, proktologii, laryngologii, okulistyki, endoskopii, laparoskopii, chirurgii urazowej, onkologicznej, stomatologicznej, plastycznej i innych,
- Wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej,
- Podstawa jezdna posiada centralną blokadą kół,
- Błat posiada demontowane, bezszwowe, antystatyczne materace odporne na działanie środków dezynfekcyjnych,
- **Regulacja elektryczna za pomocą wielofunkcyjnego pilota:**
 - Wysokości w zakresie: 79 - 117 cm,
 - Oparcia pleców w zakresie: od -24° do +78°,
 - Segmentu nożnego w zakresie: od -45° do +80° (możliwa regulacja pojedynczej kończyny),
 - Pozycja Trendelenburga w zakresie: 26°,
 - Pozycja Anty-Trendelenburga w zakresie: 28°,
 - Przechyłu bocznego w zakresie: 18°,
 - Przesuwu wzdłużnego w zakresie: 28 cm,
 - Centralny hamulec,
 - Przycisk pozycji „0”,
- **Manualna regulacja przy pomocy siłowników gazowych:**
 - Segmentu zagłówek,
 - Odcinka lędźwiowego,
 - Segmentu podudzia,
 - Segmenty nóg odwodzone na boki,
- Segmenty blatu są przenikalne dla promieni RTG i umożliwiają wykonywanie zdjęć RTG oraz monitorowanie pacjenta ramieniem C,
- W zestawie wózek do transportu blatów FAMED ŻYWIEC WB-06.1 z centralnym hamulcem i blokadą kierunkową,
- Wymiary stołu operacyjnego:
 - Szerokość leża: 52 cm,
 - Długość leża: 213 cm,
 - Grubość materaca: 7 cm,
 - Szerokość całkowita: 64 cm,
 - Długość całkowita: 213 cm,
 - Wysokość całkowita: 79/117 cm,
 - Średnica kół: 15 cm,
- Wymiary wózka do transportu:
 - Szerokość: 86,5 cm,
 - Długość: 145 cm,
 - Wysokość: 59/79 cm,
 - Średnica kół: 20 cm,
- Waga stołu operacyjnego: 273 kg,
- Waga wózka do transportu: 70 kg,
- Wersja A,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA

