



Aparat do wspomagania oddechowego HEINEN + LOWENSTEIN SOMNIA 3 C-FLEX+ (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie poprzez zasilacz 12 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Automatyczne dopasowanie ciśnienia terapeutycznego do potrzeb pacjenta,
- Kompaktowa budowa i bardzo cicha praca,
- Funkcja ułatwiająca zasypianie (Smart RAMP) nastawiana na czas od 0 do 45 minut,
- Automatyczne włączenie i wyłączenie urządzenia - aparat wykrywa, czy pacjent ma założoną maskę i po wykonaniu wdechu oraz wydechu aparat włącza się automatycznie lub wyłącza po zdjęciu maski,
- Funkcja A-FLEX redukuje ciśnienie w czasie wydechu, a zarazem łagodzi zmiany ciśnienia, minimalizując wysiłek podczas wydechu pacjenta,
- Karta SD przechowuje dane terapii, pozwala na ocenę efektywności terapii - brak karty w zestawie,
- Pamięć wewnętrzna zabezpieczająca dane terapeutyczne w przypadku uszkodzenia karty pamięci,
- Informacje na temat indeksów bezdechów i sptyceń (AHI), CSR, chrapania oraz przecieków w systemie,
- Proaktywny auto-algorytm aktywnie zapobiega występowaniu (m.in. bezdechów, sptyceń oddechu i chrapnięć),
- W zestawie zasilacz z przewodem zasilającym,
- Całość umieszczona w oryginalnej torbie przenośnej,
- Wymiary aparatu: 15 x 17 x 11 cm,
- Waga kompletu: 1,8 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

