



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat do wspomagania oddechowego DEVILBISS SLEEPcube AUTOADJUST (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Aparat CPAP **SleepCube AutoAdjust** jest jednym z najmniejszych i najcichszych aparatów oferowanych na rynku przeznaczonym dla pacjentów cierpiących na Obturacyjny Bezdech Senny,
- Zwarta obudowa i niewielki ciężar sprawia, że aparat jest łatwy w przenoszeniu i wygodny w podróży,
- Połączenie automatycznego dopasowania ciśnienia terapii (AutoAdjust), systemu fizjologicznego odciążenia wydechu (SmartFlex) oraz dopasowania krzywych oddechowych ciśnienia do indywidualnych potrzeb (Flow Rounding), wraz z możliwością zastosowania zintegrowanego, podgrzewanego nawilzacza pozwalają na komfort, bezpieczeństwo i skuteczność terapii,
- Jedyny na rynku, najnowocześniejszy system zapisu i odczytu danych SmartCode - możliwy do wykonania na dowolnym komputerze podłączonym do Internetu zapewnia właściwą kontrolę skuteczności leczenia,
- Aparat CPAP SleepCube Auto wytwarza strumień powietrza o dodatkim ciśnieniu,
- Urządzenie może pracować w obydwu trybach: CPAP i Auto,
- Aparat CPAP SleepCube Auto zapewnia drożność dróg oddechowych wspomagając oddychanie w czasie snu,
- Zalety aparatu:
 - Funkcja SmartFlex ułatwiająca wydech,
 - Technologia Flow Rounding,
 - Możliwość pracy jako CPAP oraz Auto CPAP,
 - Regulacja dolnej i górnej wartości ciśnienia,
 - Jeden z najmniejszych aparatów CPAP na świecie,
 - Nowoczesny kształt,
 - Duży i czytelny wyświetlacz LCD,
 - Prosta obsługa,
 - Automatyczny wyłącznik ON/OFF,
 - Regulacja czasu opóźnienia,
 - Możliwość podłączenia dedykowanego nawilzacza - brak w zestawie,
 - Bardzo cicha praca urządzenia,
- W zestawie przewód zasilający,
- Całość umieszczona w oryginalnej torbie przenośnej,
- Wymiary aparatu: 16,5 x 17,5 x 10,5 cm,
- Waga kompletu: 1,7 kg,
- Instrukcja obsługi w wielu językach (PDF),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

