



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat do wspomagania oddechowego RESMED VPAP III (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji australijskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Aparat jest przeznaczony do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego (OSA) u pacjentów dorosłych w szpitalu lub w domu,
- Skuteczna synchronizacja VPAP – synchronizacja pacjent - maszyna jest kluczem do skutecznego leczenia. Unikalne funkcje Vsync i TiControl VPAP III zapewniają synchronizację pacjenta z maszyną nawet w przypadku dużych wycieków i szczególnych zaburzeń oddechowych,
- Inteligentne zarządzanie terapią:
 - VPAP III oferuje kompleksowe funkcje zarządzania danymi, umożliwiając lekarzowi monitorowanie i zarządzanie terapią,
 - Funkcja SmartStart automatycznie uruchamia i zatrzymuje urządzenie,
 - Smart Data zapewnia informacje dotyczące użytkowania i dopasowania maski,
 - Funkcja dopasowania maski pozwala dopasować maskę tak, aby zapewnić optymalne uszczelnienie,
- Dwa tryby pracy:
 - Tryb spontaniczny,
 - Tryb CPAP,
- Czytelny podświetlany wyświetlacz LCD,
- Możliwość podłączenia dedykowanego nawilzacza - brak w zestawie,
- Bardzo cicha praca urządzenia,
- Wygodny uchwyt do przenoszenia,
- W zestawie przewód zasilający,
- Całość umieszczona w oryginalnej torbie przenośnej,
- Wymiary aparatu: 23 x 29 x 14,5 cm,
- Waga kompletu: 3,7 kg,
- Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

