



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Pulsoksymetr PROGETTI PG M800 (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji włoskiej,
- Cechy produktu:
  - Mała kompaktowa obudowa ułatwia przenoszenie pulsoksymetru,
  - Wyświetlacz OLED 2,4 ", wysoka rozdzielczość: 320 x 240 pikseli,
  - Czujnik grawitacji automatycznie zmienia kierunek wyświetlania,
  - Alarmy wizualne i dźwiękowe,
  - Stopień ochrony IPX1 przed wnikaniem cieczy,
  - Wygodna bateria alkaliczna lub bateria litowa o rozmiarze AA (3 baterie AA zapewniają 16 godzin ciągłej pracy),
  - Można przechowywać i przeglądać maksymalnie 60000 krótkich trendów grupowych,
  - Komunikacja w podczerwieni z komputerem,
  - 3 odprowadzeniowy moduł EKG z wyświetlaniem jednego odprowadzenia na wyświetlaczu **(za dodatkową opłatą)**,
  - Odpowiedni dla dorosłych, dzieci i noworodków,
- Dane techniczne:
  - Klasyfikacja CE: IIb
  - Rodzaj ochrony przed porażeniem elektrycznym: II, z wewnętrznym urządzeniem zasilającym
  - Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym: CF
  - Stopień ochrony przed wnikaniem cieczy: IPX1
  - Wymiary: 58,5 x 123 x 28 mm
  - Waga: <200g
  - Zasilanie: baterie alkaliczne 3xAAA, akumulator litowo-jonowy (opcjonalnie)
  - Czas pracy:> 16 godzin dla normalnego stanu pomiaru
  - Wyświetlacz: OLED 2,4 ", 320 x 240 pikseli
  - Dźwięk i alarm: Daje dźwiękowy alarm, dźwięk przycisku i sygnał dźwiękowy, obsługuje dźwięk tonowy i poziom głośności
  - Sposób wyświetlania: Trend tabelaryczny
  - Interwał trendu: od 2 sekund do 30 minut
  - Parametr trendu: PR, SpO2
    - Dane trendów: ID od 1 do 99, 300 grup dla każdego ID
    - Tryb ciągłego monitorowania: można zapisać grupę 60000
    - Specyfikacja Digital SpO2:
      - Zakres: 0-100%
      - Rozdzielczość: 1%
      - Dokładność: 70% do 100%:  $\pm 2\%$ , 0% do 69%: nie określono
      - Częstotliwość odświeżania:
        - Zakres PR: od 25 uderzeń na minutę do 250 uderzeń na minutę
        - Rozdzielczość PR: 1 bpm
        - Dokładność PR:  $\pm 2\%$  lub  $\pm 1$  bpm, w zależności od tego, która wartość jest większa
        - PR Częstotliwość odświeżania:
- W zestawie:
  - Pulsoksymetr
  - Cyfrowy czujnik SpO2 wielokrotnego użytku
  - Bateria jednorazowa
  - Instrukcja obsługi
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja: 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania: Raty, Leasing, Pożyczka.

