



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pulsoksymetr PROGETTI PG M800 + ECG (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji włoskiej,
- Cechy produktu:
 - Mała kompaktowa obudowa ułatwia przenoszenie pulsoksymetru,
 - Wyświetlacz OLED 2,4 ", wysoka rozdzielczość: 320 x 240 pikseli,
 - Czujnik grawitacji automatycznie zmienia kierunek wyświetlania,
 - Alarmy wizualne i dźwiękowe,
 - Stopień ochrony IPX1 przed wnikaniem cieczy,
 - Wygodna bateria alkaliczna lub bateria litowa o rozmiarze AA (3 baterie AA zapewniają 16 godzin ciągłej pracy),
 - Można przechowywać i przeglądać maksymalnie 60000 krótkich trendów grupowych,
 - Komunikacja w podczerwieni z komputerem,
 - 3 odprowadzeniowy moduł EKG z wyświetlaniem jednego odprowadzenia na wyświetlaczu,
 - Odpowiedni dla dorosłych, dzieci i noworodków,
- Dane techniczne:
 - Klasyfikacja CE: IIb
 - Rodzaj ochrony przed porażeniem elektrycznym: II, z wewnętrznym urządzeniem zasilającym
 - Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym: CF
 - Stopień ochrony przed wnikaniem cieczy: IPX1
 - Wymiary: 58,5 x 123 x 28 mm
 - Waga: <200g
 - Zasilanie: baterie alkaliczne 3xAAA, akumulator litowo-jonowy (opcjonalnie)
 - Czas pracy:> 16 godzin dla normalnego stanu pomiaru
 - Wyświetlacz: OLED 2,4 ", 320 x 240 pikseli
 - Dźwięk i alarm: Daje dźwiękowy alarm, dźwięk przycisku i sygnał dźwiękowy, obsługuje dźwięk tonowy i poziom głośności
 - Sposób wyświetlania: Trend tabelaryczny
 - Interwał trendu: od 2 sekund do 30 minut
 - Parametr trendu: PR, SpO2
 - Dane trendów: ID od 1 do 99, 300 grup dla każdego ID
 - Tryb ciągłego monitorowania: można zapisać grupę 60000
 - Specyfikacja Digital SpO2:
 - Zakres: 0-100%
 - Rozdzielczość: 1%
 - Dokładność: 70% do 100%: $\pm 2\%$, 0% do 69%: nie określono
 - Częstotliwość odświeżania:
 - Zakres PR: od 25 uderzeń na minutę do 250 uderzeń na minutę
 - Rozdzielczość PR: 1 bpm
 - Dokładność PR: $\pm 2\%$ lub ± 1 bpm, w zależności od tego, która wartość jest większa
 - PR Częstotliwość odświeżania:
 - Dane EKG:
 - Typ ołowiu: standard: 3 ołowiu (RA, LA, LL lub R, L, F)
 - Ołów: I, II, III
 - Zysk: 2,5 mm / mV (x0,25), 5 mm / mV (x0,5), 10 mm / mV (x1)
 - Impedancja wejściowa:> 5,0 M Ω
 - Prąd wejściowy: <0,1 μ A
 - Odzyskiwanie linii podstawowej: Tryb monitorowania:
 - Potencjał przesunięcia elektrody: ± 500 mV d.c.
 - Zakres wejściowy sygnału EKG: -6,0 mV do + 6,0 mV
 - CMRR: tryb diagnostyczny ≥ 89 dB, tryb monitorowania: ≥ 105 dB
 - Szerokość pasma (-3dB): Tryb diagnostyczny: od 0,05 Hz do 100 Hz, Tryb monitorowania: od 0,5 Hz do 40 Hz
 - Sygnał standaryzujący: 1mV $\pm 5\%$
 - Elektroda wyłączona wskazująca: za pomocą
 - Tryb pracy: tryb monitorowania i diagnostyczny
 - Zakres HR: 10 uderzeń na minutę - 300 uderzeń na minutę
 - Rozdzielczość HR: 1 bpm
 - Dokładność HR: $\pm 1\%$ lub ± 1 bpm, w zależności od tego, która wartość jest większa
- W zestawie:
 - Pulsoksymetr
 - Moduł EKG
 - Czujnik wielokrotnego użytku SpO2
 - Bateria alkaliczna AA
 - 3-odprowadzeniowy kabel EKG
 - Instrukcja obsługi
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja: 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania: Raty, Leasing, Pożyczka.

