



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat PROGETTI EPG Project (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji włoskiej,
- Aparat PROGETTI EPG Project to kompaktowy 1-3 kanałowe urządzenie,
- Dzięki ekranowi dotykowemu ten elektrokardiograf staje się prostym urządzeniem diagnostycznym, nawet w przypadku najbardziej skomplikowanych chorób serca,
- Dzięki kolorowemu wyświetlaczowi i 80 mm podkładowi termicznemu EPG PROJECT jest elektrokardiografem o wysokiej wydajności.
- Oprogramowanie do obliczania parametrów i interpretacji EKG pomaga użytkownikowi niebędącemu ekspertem postawić prawidłową diagnozę,
- **Cechy i zalety aparatu:**
 - Łatwe ładowanie papieru do drukarki,
 - Nagrywanie może być uruchamiane ręcznie lub automatycznie,
 - Dokładne badanie EKG przy pomocy kabla 12 odprowadzeniowego,
 - Zastosowano Filtry cyfrowe do eliminacji drżenia mięśni, zaburzeń linii energetycznej i linii podstawowej,
 - W urządzeniu zastosowano zasilanie sieciowe i wewnętrzny akumulator litowy o dużej pojemności i krótkim czasie ładowania,
 - Łatwa obsługa dzięki predefiniowanym szybkim klawiszom,
 - Łatwy w transporcie dzięki małym wymiarom i bardzo małej wadze,
- **Dane techniczne:**
 - **Wyświetlacz** LCD 4,3 "TFT Rozdzielczość ekranu dotykowego 480x272,
 - **Drukarka termiczna** wysokiej rozdzielczości (8 punktów / mm): wydruk 1 lub 3 kanały w czasie rzeczywistym z możliwością drukowania siatki milimetrowej,
 - **Format nagrywania:** manualny, Auto4x3, Auto 3x4 + 1, Auto 3x4, Auto 2x6, Auto 3-2 + 1, Auto 3-2, rytm,
 - **Zasilanie:** wewnętrzne akumulatory litowe, 2 Ah,
 - **Czas pracy:** ok. 3 godz. ciągłe użytkowanie (200 części paska EKG),
 - **Czas ładowania:** 4 godziny,
 - **Zasilanie sieciowe:** 100-220 V, 50/60 Hz,
 - **Pasma częstotliwości:** 0,05: 150 Hz,
 - **CMRR:** > 110 dB stały czas > 3,2 sek,
 - **Impedancja wejścia:** $\geq 50 \text{ M}\Omega$,
 - **Prąd pomiarowy pacjenta:** $< 10 \mu\text{A}$,
 - **Ilość odprowadzeń:** 12,
 - **Interpretacja EKG:** HR 30-350 bpm, $\pm 1 \text{ bpm}$,
 - Pomiary kształtu fali EKG i kodyfikacja diagnozy,
 - **Prędkość zapisu:**
 - tryb rytmu 12,5 / 25/50,
 - tryb ręczny 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 25/50,
 - **Drukarka:** termiczna 8 kropek / mm, papier 72 mm,
 - **Pamięć na dysku USB (opcjonalnie za dopłatą)** z możliwością eksportu danych w formacie PDFPamięć wewnętrzna: 100 grup danych
- EKG,
 - **Ochrona defibrylacji:** wewnętrzna,
 - Badanie: 3, 6 lub 12 kanałów,
 - **Wymiary:** 315 x 215 x 75 mm,
 - **Waga:** 1,6 kg,
- **W zestawie:**
 - Urządzenie EKG,
 - 10-odprowadzeniowy kabel pacjenta,
 - Zestaw elektrod,
 - Rolka papieru,
 - Kabel zasilający,
 - Flakon żelowy EKG 260 ml,
 - Szybki przewodnik,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja: 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania: Raty, Leasing, Pożyczka.

