



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat do wspomagania oddechowego WEINMANN SOMNOSMART 2 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Aparat **SOMNOsmart 2** to nowoczesny aparat do terapii bezdechu, pracujący w trybie autoPAP. Delikatnie podnosi ciśnienie powietrza, nie dopuszczając do powstania bezdechu. Poprzez analizę zdarzeń oddechowych, takich jak bezdech lub spłytenie oddechu, ograniczenia przepływu oraz chrapanie aparat automatycznie przystosowuje ciśnienie do potrzeb śpiącego pacjenta,
- Dokładność wykrywania zdarzeń oparta jest na połączeniu rejestracji sygnałów OPS (oscylacyjnych), przepływu oraz chrapania. Jedyny w swoim rodzaju algorytm gwarantuje efektywność terapii,
- Urządzenie identyfikuje i rozróżnia bezdechy centralne od obturacyjnych,
- SOMNOsmart 2 jest bardzo cichy, łatwy i komfortowy w obsłudze (dzięki funkcji AUTO start oraz softPAP - obniżeniu ciśnienia w ostatniej fazie wydechu),
- Jako urządzenie do diagnostyki bezdechu sennego, w połączeniu z oprogramowaniem SOMNOSupport, dostarcza rozległych informacji prezentowanych w formie graficznej: RDI, zdarzenia oddechowe, chrapanie, OPS (Oscillatory Pressure Signal), przecieki itp. oraz systematyzuje dane pomiarowe (kalendarz terapii),
- Kompensacja przecieków,
- Czytelny wyświetlacz,
- Prosta i intuicyjna obsługa,
- Bardzo cicha praca urządzenia: 26 dB,
- **W zestawie:**
 - Oryginalna torba przenośna,
 - Instrukcja obsługi w wielu językach (PDF),
- Wymiary aparatu: 32 x 18,5 x 9 cm,
- Waga zestawu: 4,6 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



