



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wideo - gastroskop OLYMPUS GIF-300 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- Kierunek widzenia: podgląd do przodu,
- Średnica zewnętrzna: 12,9 mm,
- Średnica kanału roboczego: 3,2 mm,
- Długość całkowita: 3000 mm,
- Maksymalny kąt zgięcia końcówki endoskopu w górę i w dół: 180° / 180°,
- Max. Kąt zgięcia końcówki w prawo i lewo: 160° / 160°,
- Maksymalny kąt pola widzenia: 140°,
- W pełni kompatybilny z procesorami od CV/CLV 100 do 190,
- **Czas oczekiwania od 14 do 60 dni,**
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

