



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Respirator/Wentylator MAQUET SERVO-I (Kat. 03) (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji szwedzkiej,
- Ilość przepracowanych godzin: 76924 h,
- Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych pacjentów z niewydolnością oddechową do zastosowania na oddziałach intensywnej terapii,
- **Parametry techniczne:**
 - Kolorowy monitor o przekątnej 12,1 cala służy do obsługi funkcji oddechowych oraz prezentacji krzywych bądź pętli objętości, ciśnienia, przepływu i parametrów wentylacji wraz z trendami,
 - Częstotliwość oddechowa - wersja noworodkowa 4-150 oddechów/min, wersja tylko dla dorosłych 4-100 oddechów/min,
 - Częstość SIMV: 1-60 oddechów/min,
 - Proporcja wdechów do wydechów regulowana w zakresie I:E 1:10 - 4:1, lub czasowo T insp. (s): 0,1-5,
 - Zakres ciśnień: dla noworodków 0-80 cmH₂O, dla dorosłych 0-120 cmH₂O (-PEEP),
 - Zakres PEEP: 0-50 cmH₂O,
 - Objętość całkowita pojedynczego oddechu: dla noworodków 2-350 ml, dla dorosłych 100-4000 ml,
 - Objętość minutowa: dla noworodków 0,3-20 l/min, dla dorosłych 0,5-60 l/min,
 - Parametry wentylacji podlegają ciągłemu monitorowaniu i rejestrowaniu w pamięci. Zapamiętywane są również sytuacje alarmowe, a granice alarmów są ustawione automatycznie dla grupy wiekowej z pełną możliwością regulacji,
- **Tryby wentylacji:**
 - Wentylacja kontrolowana:
 - Kontrolowane ciśnienie PC,
 - Kontrolowana objętość VC,
 - Kontrolowana objętość z regulacją ciśnienia PRVC,
 - Wentylacja wspomagana:
 - Wspomaganie objętościowe VS,
 - Wspomaganie ciśnieniowe PS,
 - CPAP,
 - Wentylacja kombinowana:
 - SIMV (VC) + PS,
 - SIMV (PC) + PS,
 - SIMV (PRVC) + PS,
- **Unikalne cechy:**
 - Układ pomiarowy przepływów typu ultradźwiękowego,
 - Niezużywalny czujnik tlenowy elektroniczny,
 - NAVA (wentylacja stymulowana z nerwu przeponowego),
- **Respirator umieszczony na oryginalnym mobilnym wózku:**
 - Wygodne uchwyty do przewożenia,
 - Cztery duże koła, w tym dwa z hamulcami,
- **W zestawie:**
 - Układ oddechowy pacjenta z workiem oddechowym 2 l,
 - Węże zasilające w tlen (O₂) i powietrze (AIR) z końcówkami do wyboru na życzenie klienta (DIN lub AGA),
 - Czujnik CO₂ - brak w zestawie (**możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
 - Przewód zasilający,
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
- Wymiary respiratora: 37 x 20,5 x 41,5 cm,
- Wymiary wraz z wózkiem: 56 x 64 x 132,5 cm,
- Waga wraz z wózkiem: 40 kg,
- Kat 03,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

