



## **Mammograf SIEMENS MAMMOMAT 3000 NOVA (Rekondycjonowany (używany))**

- Używane, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Mammograf **Siemens Mammomat 3000 Nova** to analogowy aparat mammograficzny przeznaczony do skryningu i badań diagnostycznych (zdjęcia powiększone i celowane),
- Mammograf umożliwia wykonywanie obrazowania mammograficznego wysokiej dokładności, niezwykle prostą obsługę i poprawiony komfort badania pacjenta,
- Bardzo trwała lampa RTG o dużej pojemności cieplnej oraz dwa rodzaje automatycznie zmienianych filtrów (Mo i Rh) zapewniają szybką pracę w warunkach skryningu bez przerw na chłodzenie lampy,
- Wysoka wydajność Lampy RTG wyposażonej w anodę Molibdenową i Wolframową z płaskim emitery umożliwia uzyskiwanie doskonałej jakości strumienia promieni RTG,
- Mammograf posiada odrębną konsolę do zarządzania parametrami generatora. Specjalne systemy umożliwią optymalizację dawki oraz wspomagają ustawienie odpowiedniej siły kompresji dla uzyskania najwyższej jakości obrazu,
- Posiada szerokie spektrum płytek kompresyjnych w tym także do biopsji,
- Niezwykle przyjazny dla pacjentki i technika: wygodne uchwyty, płytki uciskające i intuicyjny system pracy,
- **Parametry techniczne:**
  - Moc generatora: 5 kW,
  - Zakres wykonywanej ekspozycji: 0 - 752 mAs,
  - Zakres wysokiego napięcia: 23 - 35 kV,
  - Szybkość wirowania anody: 8800 obr/min,
  - Ogniska lampy RTG: małe 0,15 x 0,15 / duże 0,3 x 0,3,
  - Materiał anody: Molibden, Wolfram,
  - Filtry dodatkowe: 30 µm Mo oraz 25 µm Rh oraz mm Be,
  - Odległość ogniska lampy - błona: 65 cm,
- Wymiary: 2120 x 640 x 1091 mm,
- Waga: około 300 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

