



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Respirator karetkowy DRAGER OXYLOG 1000 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji holenderskiej,
- Respirator Oxylog 1000 przeznaczony jest do wentylacji pacjentów w nagłych wypadkach. Zaprojektowany do użycia w terenie, Oxylog 1000 jest jednym z najbardziej wielostronnych urządzeń tego rodzaju, odznaczając się intuicyjną obsługą, wytrzymałością oraz mobilnością,
- Respirator posiada alarmy optyczne i akustyczne kontrolujące zarówno ciśnienie w drogach oddechowych jak i ciśnienie zasilania, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta,
- Zasilanie wszystkich funkcji aparatu jest pneumatyczne, dlatego też respirator jest niezależny od źródła zasilania prądem. Dzięki swojej konstrukcji urządzenie Oxylog 1000 odznacza się niezwykle niezawodnością, która jest tak istotna, aby stawić czoła trudnym warunkom towarzyszącym wentylacji ratunkowej,
- Wbudowany manometr: od -10 do 80 mbar,
- Wskaźnik PV - ciśnienie zasilające,
- **Regulowane funkcje respiratora:**
 - Częstotliwość wentylacji (Freq): 5 - 35 1/min,
 - Objętość minutowa (MV): 3 - 20 l/min,
 - Maksymalne ciśnienie w drogach oddechowych (Pmax): 25 - 55 mbar,
 - Przełącznik mieszania: 100% O₂ lub 60% O₂,
- **W zestawie:**
 - Wąż tlenowy zasilający z końcówką do wyboru przez klienta (AGA lub DIN),
 - Wąż oddechowy pacjenta,
 - Zastawka z zaworem PEEP,
 - Maski tlenowe w rozmiarze 5,
 - Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim (PDF),
- Wymiary: 22 x 21 x 12,5 cm,
- Waga: 3,3 kg,
- Kat 04,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA

