



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Respirator/Wentylator transportowy PNEUPAC PARAPAC 200D (kompatybilny z MRI) (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji angielskiej,
- **ParaPAC** - jeden z najbardziej uniwersalnych, niezawodnych i wytrzymałych respiratorów transportowych, zasilanych 100% tlenem. Posiada niezależną, płynną regulację częstości i ciśnienia oddechowego, regulację ciśnienia tlenu 45 - 100%, regulację ciśnienia granicznego w działaniu pacjenta, system elektroniczny i akustyczny alarm,
- **Cechy Produktu:**
 - Zasilanie związane pneumatyczne,
 - Niskie zużycie gazu zasilającego,
 - Dwa tryby wentylacji: Demand i CMV / Demand,
 - Niezależna płynna regulacja częstości i chorób oddechowej,
 - System regulacji poziomu tlenu Air Mix,
 - Wbudowany manometr ciśnienia w drogach oddechowych,
 - Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa zintegrowany z alarmem dźwiękowym poziomu ciśnienia,
 - Płynna regulacja ciśnienia granicznego w konfiguracji pacjenta,
 - Podanie niskiego ciśnienia gazu zasilającego,
 - System elektronicznych wskaźników oraz alarmów dźwiękowych i wizualnych,
 - Możliwość pracy w rezonansie magnetycznym MRI,
 - Elementy sterujące osłonięte przez zarys obudowy,
 - Odporny na wstrząsy, wibracje, upadki, intensywne,
 - Odporny na działanie wody oraz obejmować i wysokie temperatury,
- **Parametry Techniczne:**
 - Zasada działania: czasowo zmienny generator transferu,
 - Sterowanie: pneumatyczne,
 - Stały przepływ: 6-60 l / min.,
 - Całkowita źródła zasilania: 270 - 600 kPa,
 - Częstość oddechowa: 8 - 40 nieparzystych / min.,
 - Objętość oddechowa: 70-1300 ml,
 - Objętość minutowa: 2 - 20 l / min.,
 - Stosunek czasu wdechu do czasu wydechu: od 1: 1,3 (przy 40 nieparzystych / min.) Do 1: 3 (przy 8 nieparzystych / min.),
 - Zużycie tlenu do sterowania obsługą respiratora: 20 ml / cykl,
 - Regulacja użytkownika tlenu w zestawie oddechowej: 45% i 100%,
 - Zastawka bezpieczeństwa regulowana w zakresie: 20 - 80 cm H₂O,
 - Tryb „Demand” - zastawka „na żądanie”: przepływ zależny od podciśnienia w układzie oddechowym, ciśnienie aktywacji 2 cm H₂O, przepływ maksymalny > 120 l / min.,
 - Zakres pomiaru wbudowanego manometru ciśnienia: od -10 do 100 cm H₂O,
 - Temperatura pracy: od -15 ° C do +50 ° C,
 - Temperatura przechowywania: od -40 ° C do +70 ° C,
 - Czas pracy z butli:
 - 20 minut (1 litr tlenu, ciśnienie tlenu w butli 200 bar, objętość oddechowa 800 ml, częstotliwość 12 odd / min., Wentylacja 100% tlenem),
 - 56 minut (1 litr tlenu, ciśnienie tlenu w butli 200 barów, objętość oddechowa 800ml, częstość 12 odd / min., Wentylacja zestawu tlenu i powietrza w trybie „Air mix”),
 - Zasilanie modułu alarmowego:
 - Standardowa bateria litowa, typ 123A,
- **W zestawie:**
 - Respirator PARAPAC 200D,
 - Silikonowy wąż pacjenta wielorazowego użytkownika,
 - Zawór pacjenta,
 - Maski tlenowa nr 5,
 - Kabel zasilający do tlenu ze złączem do wyboru przez klienta (DIN lub AGA),
- Wymiary: 92 x 220 x 162 mm,
- Waga: 3,1 kg,
- Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynku krajowym - Polska,
 - 3 miesiące na rynku międzynarodowym,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

