



Monitor pacjenta/kardiomonitor NELLCOR PURITAN BENNETT NPB-4000 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V oraz wbudowany akumulator 6 V / 8,0 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 150 VA,
- NPB-4000 służy do monitorowania EKG, tętna, nieinwazyjnego ciśnienia krwi (skurczowe, rozkurczowe i średnie ciśnienie tętnicze), saturacji tlenowej (SpO2) oraz temperatury u dorosłych i dzieci we wszystkich obszarach szpitalnych i placówkach medycznych. Może być stosowany podczas transportu szpitalnego oraz w mobilnych środowiskach lądowych, takich jak karetki pogotowia,
- Wszystkie parametry życiowe pacjenta i wykresy są wyświetlane na monochromatycznym wyświetlaczu LCD o przekątnej: 7,3",
- Menu urządzenia w języku angielskim,
- Alarmy akustyczne i wizualne,
- Wygodny uchwyt do przenoszenia,
- **Wyposażony w następujące moduły i okablowanie:**
 - EKG - Przewód 3-odprowadzeniowy w zestawie,
 - SPO2 - Nowy czujnik klipsowy firmy BIOGENESIS w zestawie,
 - NIBP - Mankiet z przewodem powietrznym w zestawie,
 - TEMP - Brak linii pomiarowej w zestawie (**możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
- Wymiary: 26,5 x 18 x 28,5 cm,
- Waga: 4,7 kg,
- Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

