



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Certyfikowany Test/Testy COVID-19 IgM/IgG Ab - Core tests (kasetkowy - płytkowy) ISO9001 (Pakiet rodzinny - mały) (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji P.R.C.,
- Szybki test płytkowy (Core COVID-19 IgM/IgG Ab Test) wykrywa w ludzkiej surowicy/osoczu albo krwi pełnej obecność i rodzaj przeciwciał (IgM i IgG) wytworzonych przez układ immunologiczny człowieka zakażonego koronawirusem SARS-CoV-2,
- Żaden szybki test nie ma takiej skuteczności jak ten. Jego działanie jest poparte badaniami oraz certyfikatami: medycznym CE oraz ISO 9001 i 13485. Został również zatwierdzony przez polski Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych (URPL)
- Test COVID-19 IgM/IgG Ab przeznaczony jest do profesjonalnej diagnostyki in vitro,
- Test jest oparty na metodzie detekcji z wykorzystaniem koloidalnego złota, co pozwala na oznaczanie u pacjentów przeciwciał anty Covid-19 w klasach IgM/IgG,
- Przeciwciała IgM mogą być wykryte za pomocą testu po 4-12 dniach od zakażenia. Później wykrywane są przeciwciała IgG,
- Wynik testu uzyskujemy w ciągu 15 minut,
- W skład opakowania wchodzi:
- Kasetka testowa COVID-19 IgM/IgG Ab - 5 sztuk,
- Bufor - 5 sztuk,
- Pipeta - 5 sztuk,
- Instrukcja użycia w języku polskim - 1 sztuka,
- Temperatura przechowywania: 2 - 30°C,
- **Zestaw zawiera 5 szt**
- Specyficzność - 100%, fałszywie dodatni 0%.
- Czułość 97%, fałszywie ujemny 2,4%.
- **Na ostatnim zdjęciu załączono oryginalny kartonik.**

