



Aparat RTG Ramię C GE STENOSCOP (Rekondycjonowany (używany))

- Używany stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji USA,
- Data produkcji: 2000 r.
- Zasilanie: 240 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Urządzenie bardzo proste w obsłudze, naciśnięcie pedału nożnego Stenoscop wyświetla idealne zdjęcie, automatycznie dopasowujące się do prześwietlanej części ciała,
- Specjalnie zaprojektowany kształt oraz kolimator redukują promieniowanie zewnętrzne,
- Funkcja mierząca wielkość napromieniowania pozwala kontrolować dawkę promieniowania jaką otrzymuje skóra,
- Elektryczna regulacja wysokości ramienia,
- **Centralka sterująca wyposażona w:**
 - Dwa monitory o przekątnej ekranu 19",
 - Dwa uchwyty do przemieszczania,
 - Mobilna na kółkach z hamulcami,
- **Drukarka SONY Model UP980CE:**
 - Używany, stan techniczny bardzo dobry,
 - Produkcji japońskiej,
 - Druk termiczny 1280 punktów i 256 odcieni szarości,
 - Wielofunkcyjny druk,
 - Prędkość druku: CCIR: ok. 12 sekund EIA: ok. 10 sekund,
 - Akceptuje zarówno 15,5 kHz i 31,5 kHz sygnał composite video,
 - Funkcja SPLIT - drukowanie 1,2,4 lub 6 obrazów na jednej stronie,
 - Możliwość regulacji jasności i kontrastu,
 - Przeznaczony do drukowania systemów telewizji przemysłowej CCTV oraz z aparatury medycznej np. USG, RTG,
 - Funkcja Auto cut - tnie papier automatycznie po zakończeniu drukowania,
 - Drukuje również obrazy na niebieskiej przezroczystej folii, Sony UPT-210BL,
 - Rodzaje papieru: Sony UPP-210HD lub Sony UPP-210SE,
- Aparat jest po przeglądzie, z ważnymi testami akceptacyjnymi,
- Wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

