



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Respirator / Wentylator karetkowy DRAGER OXYLOG 2000 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie poprzez zasilacz 12 V lub akumulator 1000 mAh,
- Wbudowany manometr: od -10 do 80 mbar,
- Ciekłokrystaliczny wyświetlacz,
- Język urządzenia: angielski,
- **Regulowane funkcje respiratora:**
 - Częstotliwość wentylacji (Freq): 0 - 40 1/min,
 - Objętość oddechowa (Vt): 0,1 - 1,5 L,
 - Stosunek czasu wdechu i wydechu (Ti:Te): 1:3 / 1:2 / 1:1,5 / 1:1 / 2:1,
 - Maksymalne ciśnienie w drogach oddechowych (Pmax): 20 - 80 mbar,
 - Ciśnienie przy końcu wydechu (PEEP): 0 - 15 mbar,
 - Przełącznik trybu wentylacji: SIMV/CPAP lub IPPV/SIPPV,
 - Przełącznik mieszania: 100% O₂ lub 60% O₂,
- **W skład zestawu wchodzi:**
 - Statyw z miejscem na butle i torbą na akcesoria,
 - Butla z tlenem medycznym 2 l,
 - Reduktor tlenu ze złączem typu AGA,
 - Wąż tlenowy zasilający z końcówką AGA,
 - Zestaw przewodów oddechowych,
 - Zawór oddechowy (zastawka), czujnik przepływu, złącze kątowe,
 - Maski tlenowe w rozmiarze nr. 5,
 - Zasilacz sieciowy,
- Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
- Wymiary kompletu: 61 x 30 x 51 cm,
- Waga kompletu: 16,4 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA

