



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Respirator / Wentylator karetkowy DRAGER OXYLOG 2000 (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie poprzez zasilacz 12 V lub akumulator 1000 mAh,
- Wbudowany manometr: od -10 do 80 mbar,
- Ciekłokrystaliczny wyświetlacz,
- Język urządzenia: angielski,
- **Regulowane funkcje respiratora:**
  - Częstotliwość wentylacji (Freq): 0 - 40 1/min,
  - Objętość oddechowa (Vt): 0,1 - 1,5 L,
  - Stosunek czasu wdechu i wydechu (Ti:Te): 1:3 / 1:2 / 1:1,5 / 1:1 / 2:1,
  - Maksymalne ciśnienie w drogach oddechowych (Pmax): 20 - 80 mbar,
  - Ciśnienie przy końcu wydechu (PEEP): 0 - 15 mbar,
  - Przełącznik trybu wentylacji: SIMV/CPAP lub IPPV/SIPPV,
  - Przełącznik mieszania: 100% O<sub>2</sub> lub 60% O<sub>2</sub>,
- **W skład zestawu wchodzi:**
  - Statyw z miejscem na butle i torbą na akcesoria,
  - Butla z tlenem medycznym 2 l,
  - Reduktor tlenu ze złączem typu AGA,
  - Wąż tlenowy zasilający z końcówką AGA,
  - Zestaw przewodów oddechowych,
  - Zawór oddechowy (zastawka), czujnik przepływu, złącze kątowe,
  - Maski tlenowe w rozmiarze nr. 5,
  - Zasilacz sieciowy,
- Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
- Wymiary kompletu: 61 x 30 x 51 cm,
- Waga kompletu: 16,4 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

**OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA**

