



Respirator/Wentylator WEINMANN MEDUMAT VARIABEL (Kat. 03) (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Płynna regulacja parametrów przepływu,
- Wbudowany moduł przepływomierza z regulacją,
- Wyposażony w manometr,
- Respirator posiada funkcję ssaka,
- Wbudowany moduł inhalatora,
- Respirator umieszczony w specjalnej metalowej walizce,
- **W zestawie:**
 - Reduktor tlenu Korgiel W8 O2,
 - Wąż zasilający tlenowy do butli z końcówką typu AGA,
 - Wąż oddechowy pacjenta z zastawką i zaworem PEEP,
 - Maski pacjenta w rozmiarze 5,
 - Kaniula nosowa z drenem 2,1 m,
 - Butla z tlenem medycznym o pojemności: 2 l,
- Wymiary: 48,5 x 15 x 43 cm,
- Waga: 12,6 kg,
- Kat 03,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

