



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stanowisko do dezynfekcji rąk PRAISTECH (Produkt nowy)

- Nowe,
- Produkcji polskiej,
- Wbudowane dwa aplikatory o pojemności 500 ml każdy,
- Wytrzymała i prosta konstrukcja,
- Podstawa kwadratowa podbita podkładkami filcowymi zapobiega przewróceniu się,
- Możliwość personalizacji wzoru na życzenie klienta (według przesłanego wzoru) w standardzie,
- Wymiary:
 - Podstawa: 33 x 35 cm,
 - Wysokość rączki dozownika: 108 cm,
- Waga: 6,4 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja: 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

