



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat USG GE VIVID 7 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny dobry,
- Produkcji U.S.A.,
- Wysokiej klasy aparat kliniczny obsługujący elektroniczne sondy szerokopasmowe: sektorowe, przezprzelykowe, śródoperacyjne, convex, microconvex, liniowe oraz sondy o konstrukcji matrycowej typu 2D i 3D/4D,
- **Tryby obrazowania:**
 - 2D,
 - M-Mode,
 - High Frame Rate Color Flow,
 - Color Doppler Velocity,
 - Color Flow Mapping,
 - Color Doppler Energy,
 - Color Power Doppler,
 - Directional Tissue Imaging (DTI),
 - Pulse Wave (PW),
 - Continous Wave (CW),
- Obrazowanie 3-wymiarowe wielopłaszczyznowe, rendering przestrzenny,
- Badania Stress Echo z analizą ilościową z możliwością włączenia badań kontrastowych,
- Sterowanie urządzeniem odbywa się w łatwy i intuicyjny sposób,
- Możliwość programowania funkcji i raportów,
- **Funkcje:**
 - B-FLOW,
 - SRI,
 - DICOM,
- Możliwość zapisu obrazów na płytach CD w formatach: BMP, TIFF, AVI, MPEG,
- Wyposażony w kolorowy monitor LCD 21" z możliwością pochylania i obracania,
- Wyjątkowo ergonomiczna konstrukcja urządzenia wraz z możliwością regulacji wysokości i kąta skręcania konsoli pozwala na dopasowanie go do potrzeb użytkownika w bardzo łatwy sposób,
- Centralny hamulec,
- **W zestawie:**
 - Głowica liniowa GE 10L,
 - Głowica sektorowa GE M3S,
 - Videoprinter SONY UP-895MDW,
 - Przewód zasilający,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

