



## **Tomograf komputerowy PHILIPS BRILLIANCE 64 (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji holenderskiej,
- Rok produkcji: 2006,
- 64-rzędowy,
- Moc: 60 kW,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Segmentowa anoda: podział anody na dwanaście segmentów kompensuje niekorzystny wpływ cykli nagrzewania i chłodzenia zwiększając niezawodność systemu,
- Dynamiczny ruch ogniska podwaja liczbę projekcji i zwiększa rozdzielczość przestrzenną w płaszczyźnie obrazowania,
- Średnica otworu gantry: 700 mm,
- Interkom: połączenie dwukierunkowe pomiędzy gantry a konsolą,
- Kąt pochYLENIA gantry: od -30° do + 30°, w odstępach co 0,5°,
- Odległość ognisko-detektor: 1040 mm,
- Odległość ognisko-izocentrum: 570 mm,
- Zakres ruchu pionowego: od 578 do 1028 mm, regulacja co 1,0 mm,
- Ręczny przesuw stołu: 1900 mm,
- Zakres skanowania: 1750 mm,
- Maksymalne obciążenie stołu: 204 kg,
- Błat z włókna węglowego z pedałem sterującym i sterowaniem ręcznym umożliwiającym łatwe pozycjonowanie i szybkie zwalnianie,
- Pojemność cieplna anody: 8 MHU,
- Średnica anody: 200 mm,
- Typ tuby: PHILIPS MRC 800,
- Rok produkcji tuby: 2015,
- Liczba skanów: 854 846 scan sec.,
- Wersja oprogramowania: 2.6.2.21004,
- Typ konsoli: Dell 670,
- Detektor: (UDMS),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

