



## Stół rehabilitacyjny ASES E (None)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Stabilna stalowa konstrukcja pokryta farbą proszkową,
- W standardzie występuje trzy częściowe leże wykonane ze sklejki,
- **W zagłówku może być wykonany bezszwowy otwór na twarz z zatyczką (za dodatkową opłatą),**
- Część środkowa unosi się do kąta 30 ° co ułatwia między innymi przeprowadzanie badań USG,
- Regulacja wysokości stołu odbywa za pomocą siłownika elektrycznego, w tym modelu zastosowano w pełni łożyskowany mechanizm regulacji wysokości,
- Poszczególne części blatu regulowane są poprzez sprężyny gazowe,
- Istnieje nieodpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze, z wyjątkiem kolorów „PRESTIGE” które są dostępne za dopłatą,
- **Cechy i zalety stołu:**
  - Sprężyna gazowa niemieckiej firmy BANSBACH,
  - Siłownik elektryczny niemieckiej firmy DEWERT,
  - Tapicerka o bardzo dobrej jakości,
  - Pianka o grubości 5 cm,
  - W miejscach ruchomych stołu zastosowano stalowe łożyska kulkowe co wpływa na nie zawodność stołu,
  - Elementy ramy wykonane z najlepszej polskiej stali,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
  - Podłokietniki,
  - Wieszak na podkład,
  - System kółek jezdnych,
  - Pilot nożny,
  - Sterowanie z ramy,
  - Euroszyny (40cm),
  - Podkolanniki,
  - Podpórka iniekcyjna,
- Parametry techniczne:
  - Długość 200 cm
  - Szerokość 65/70/80 cm
  - Wysokość 48-100 cm
  - Regulacja kąta podglówka 50° do - 70°
  - Regulacja kąta części środkowej 0° do 30°
  - Masa własna 92 kg
  - Maksymalne obciążenie 160 kg
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja na konstrukcję 24 miesiące,
- Gwarancja na akcesoria hydrauliczne i elektryczne 12 miesięcy,

